

NIOSH Approved N99 Particulate Respirator 2150 N99 Respirator

NIOSH
National Institute for Occupational Safety and Health

LOUIS M. GERSON CO., INC.
MIDDLEBORO, MA
1-800-225-8623

These respirators are approved only in the following configurations:

TC-	Protection ¹	Respirator	Cautions and Limitations ²
84A-XXXX	N99	2150 X	ABCJMNOP

1. Protection

N-99 Particulate filter (99% filter efficiency level) effective against particulate aerosols free of oil; time use restrictions may apply.

2. Cautions and Limitations

A - Not for use in atmospheres containing less than 19.5% oxygen.
 B - Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
 C - Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.
 J - Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
 M - All approved respirators shall be selected, fitted, used and maintained in accordance with MSHA, OSHA and other applicable regulations.
 N - Never substitute, modify, add or omit parts. Use exact replacement parts in the configuration as specified by the manufacturer.
 O - Refer to user instructions and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators.
 P - NIOSH does not evaluate respirators for use as surgical masks.

IMPORTANT NOTICE TO PURCHASER

Manufacturer warrants this product to be free from defects in material and workmanship. In the event that this product proves, upon inspection, to contain defects in material or workmanship, Manufacturer undertakes, at its option, to replace any portion proving defective or to refund to the Buyer the purchase price paid by Buyer for this product. This warranty and Buyer's remedy of replacement or refund constitute the Manufacturer's exclusive warranty and the Buyer's sole remedy, in lieu of all other warranties expressed or implied. Except as provided above, Manufacturer shall not be liable for any loss or damage, whether direct, consequential, or incidental occasioned by the sale, use or misuse of this product, other than death or personal injury directly resulting from Manufacturer's negligence. Buyer shall determine the suitability of this product for its intended use and except provided above, assumes all risks and liability in connection therewith.

LOUIS M. GERSON CO., INC.
Middleboro, MA 02346 U.S.A.
© 2009 All Rights Reserved
Made in U.S.A. Pat. Pend.

551263 rev A

www.GersonCo.com



WARNINGS

Read and understand before use.

- A properly selected respirator is essential to protect your health. Before using this or any product consult an Industrial Hygienist or Occupational Safety Professional to determine its suitability for your intended use.
- This product will not protect against gases or vapors.
- Do not use in spray paint operations.
- Do not use in or around sand blasting operations.
- Do not use for protection against asbestos.
- This product does not supply oxygen. Use this respirator in a well ventilated area containing sufficient oxygen to support life.
- Do not use when concentrations of contaminants are unknown or immediately dangerous to life.
- Leave work area immediately if:
 - breathing becomes difficult, or
 - dizziness or other signs of distress occur.
- If user has any illness or disorders, consult a licensed medical doctor to determine suitability of use.
- Facial hair and certain facial characteristics may prohibit effective use of this product.
- Use only in accordance with instructions, labels and limitations relating to this product.
- Do not alter or modify this product in any way.
- Follow the manufacturer's instructions for fitting the respirator to the face.

AVERTISSEMENTS

Lisez et comprenez avant utilisation.

- La sélection d'un respirateur approprié est essentielle pour protéger la santé. Consultez un hygiéniste industriel avant l'utilisation de ce produit pour déterminer la pertinence de son usage.
- Ce produit ne protégera pas contre les gaz ou les vapeurs.
- Ne pas utiliser pendant des opérations de peinture au pistolet.
- Ne pas utiliser pendant un décapage au jet de sable.
- Ne pas utiliser comme protection contre l'amiante.
- Ce respirateur ne fournit pas d'oxygène. Utilisez dans une pièce bien aérée.
- Ne pas utiliser ce respirateur lorsque les concentrations de contaminants posent un danger immédiat pour la vie et pour la santé ou lorsqu'elles sont inconnues.
- Quitter immédiatement la zone contaminée:
 - si la respiration devient difficile; ou
 - en cas d'étourdissement ou d'autre malaise.
- Si l'utilisateur a un malaise ou inconfort, consulter un médecin pour justifier l'utilisation.
- La présence de poils et de certaines caractéristiques faciales peut rendre ce produit inefficace.
- Utilisez seulement en suivant les instructions, étiquettes et limitation de ce produit.
- Ne pas altérer ce produit et ne pas l'employer de manière abusive ou inappropriée.
- Suivre les instructions du fabricant pour ajuster le respirateur au visage.

ADVERTENCIAS

Lea y comprenda antes del uso.

- Para la protección de su salud es esencial que el respirador sea seleccionado correctamente. Antes de usar este o cualquier otro producto consulte a un Higienista Industrial o a Profesionalista de Seguridad en el Empleo, para determinar si es adecuado por el uso Ud. le quiere dar.
- Este producto no le protegerá contra humos, gases o vapores.
- No debe ser usado en operaciones de pintura con pistola rociadora.
- No use este respirador durante o alrededor la aspersión con arena.
- No es apto como protección contra el amianto.
- Este producto no suministra oxígeno. Use este respirador solo en ambientes bien ventilados y con oxígeno suficiente para el sostenimiento del organismo humano.
- No deber ser usado cuando la concentración de los contaminantes es desconocida o cuando se halla en valores demasado cercanos a los que son peligrosos para la vida.
- Abandone de inmediato el área de trabajo si
 - la respiración se torna difícil, o
 - si se presentan mareos o cualquier otro signo de indisposición.
- Si el usuario tiene una enfermedad o dolencia cualquiera consulte a un doctor en medicina licenciado para determinar si es adecuado para el uso.
- Pelos en la cara y algunas características de la cara pueden impedir el uso eficaz de este producto.
- Usas solamente en conformidad con las instrucciones, rotulos y limitaciones relacionadas con este producto.
- Este producto no ebera ser alterado o modificado de ninguna forma.
- Siga las instrucciones del fabricante para la adaptación del respirador a la cara.

Meets CDC Guidelines for TB & Influenza Control

Cat. No. 082150C



2150 N99 Respirator

NIOSH Approved N99 Particulate Respirator



Meets CDC Guidelines for TB & Influenza Control

- Folds Flat For Easy Storage and Portability
- Latex Free
- Durable, Ultrasonically Welded Head Bands
- Fluid Resistant




Respirator Use Instructions: Instructions d'utilisation du Respirateur: Instrucciones para el uso de Respiradores:



- Hold the respirator in hand with nosepiece at your fingertips, allowing the headbands to hang freely below your hand.
 - Press the respirator firmly against your face with the nosepiece on the bridge of your nose.
 - Stretch and position the top band high on the back of your head. Stretch the bottom band over the head and position it below your ears.
 - Using both hands, mold the metal nosepiece to the shape of your nose.
 - To test fit:
 - Cup both hands over the front of the respirator, being careful not to disturb its position. If leakage is suspected, adjust position of respirator and/or strap and repeat procedure.
 - Remember, careful observance of these fitting instructions is an important step in safe respirator use.
- Tenez le respirateur dans la paume de la main, pince nasale vers le bout des doigts et les bandes élastiques pendent librement autour de la main.
 - Maintenez fermement le respirateur contre le visage, pince nasale par dessus le nez.
 - Étirer et passer le bande élastique supérieure par dessus la tête jusqu'au dessus des oreilles. Étirer et passer le bande inférieure jusqu'en dessous des oreilles.
 - À l'aide des 2 mains, modeler la pièce métallique pour qu'elle prenne la forme du nez.
 - Pour vérifier le confort:
 - Couvrir le respirateur avec vos 2 mains, en prenant soins de ne pas le déplacer. Si l'air s'échappe par les côtés, ajuster les bandes élastiques.
 - Rappeler vous que suivre précisément les instructions d'ajustement est essentiel à l'utilisation en toute sécurité du respirateur.
- Coloque el respirador en la mano con la parte que cubre la nariz hacia los dedos, y dejando que los elásticos de ajuste cuelguen sueltos por debajo de su mano.
 - Coloque el respirador firmemente contra su cara, con la parte que cubre su nariz a poyada contra su tabique nasal.
 - Coloque el elástico superior de ajuste sobre la parte posterior y superior de la cabeza. Pase el elástico inferior por encima de la cabeza y ajústelo por debajo de sus orejas.
 - Use ambas manos para ajustar la banda metálica al tamaño de su nariz.
 - Prueba de calce:
 - Coloque ambas manos en la parte frontal del respirador, cuidando de no moverlo de su posición inicial. Si percibe alguna fuga, ajuste la posición del respirador y de las bandas elásticas y repita el procedimiento.
 - Recuerde que la observación cuidadosa de estas instrucciones es un importante paso para el uso seguro del respirador.

Folding Instructions: Instructions du Pliage: Instrucciones para Doblar:



NOTE: Before issuing any respirator to be worn, a face fit test must be performed. See OSHA regulations 1910.134.

Glue ----- K/O

K/O



K/O

2.4in
60.96mm

11.375in
288.925mm



Dieline

2.35in
59.69mm

5.75in, 146.05mm

3.625in, 92.075mm

5.75in, 146.05mm

3.625in, 92.075mm