

Tres Factores Clave Necesarios para que el Respirador sea Eficaz




① El respirador debe ponerse de la manera correcta y usarse durante todo el tiempo de exposición.

② El respirador debe ajustarse herméticamente contra la cara del usuario para garantizar que no queden espacios entre su cara y el sello del respirador.



③ El filtro del respirador debe capturar más del 95 % de las partículas del aire que pasa a través de él.



*Si su respirador tiene una barra de metal o almohadilla moldeada para la nariz, debe apoyarse sobre la nariz y no el área del mentón.