


1



Prenda el termómetro
oprimiendo el botón que
está cerca de la pantalla.

2



Mantenga la punta del
termómetro debajo de la lengua
hasta que suene. No muerda
el termómetro.

3



Lea la temperatura que
aparezca en la pantalla.

4



Anote su temperatura.


5



Nota: en el caso de un niño
menor de 4 años, póngale el
termómetro debajo del brazo,
en el centro de la axila.

Dígale al personal de salud
pública o al médico que usted
le está tomando la temperatura
de esta manera al niño.

6



Limpie el termómetro
con agua y jabón o con
una toallita de alcohol.