

Tatlong Mahahalagang Factor na Kinakailangan upang maging Mabisa ang isang Respirator



Tama*




Hindi tama

① Kailangang wastong mailagay ang respirator at isuot sa panahon ng pagkakatandad.

② Kailangang secure na ma-fit ang respirator sa mukha ng user upang matiyak na walang mga puwang sa pagitan ng balat ng user at ng selyo ng respirator.



③ Kailangang mahuli ng respirator filter ang higit sa 95% ng mga partikulo mula sa hangin na dumadaan dito.



*Kung ang iyong respirator ay may metal bar o isang molded na kutson ng ilong, dapat nakatuntong ito sa ilong at hindi sa baba.