

# Ba nhân tố chính cần để mặt nạ phòng độc trở nên hiệu quả



**Chính xác\***




**Không chính xác**

- ① Phải đeo mặt nạ phòng độc đúng cách trong quá trình tiếp xúc.
- ② Mặt nạ phòng độc phải vừa khít với khuôn mặt của người dùng để đảm bảo không có khoảng hở nào giữa da của người dùng và mặt nạ phòng độc.



- ③ Bộ lọc của mặt nạ phòng độc phải lọc được hơn 95% các hạt trong không khí đi qua nó.



\*Nếu mặt nạ phòng độc có thanh kim loại hoặc đệm mũi đúc, nó phải che kín mũi chứ không phải vùng cằm.